

Troop Elevation Pillow Addition: Istruzioni per l'uso

Descrizione

La Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) ovvero l'**Aggiunta** è un posizionatore cuneiforme studiato per essere utilizzato con il cuscino Troop Elevation Pillow. L'Aggiunta viene posizionata sopra il Troop Elevation Pillow e un poggia-testa o un cuscino standard da intubazione viene posizionato sopra alla parte piatta / piana dell'Integrazione per aiutare a migliorare la gestione delle vie aeree nei pazienti patologicamente obesi.

Utilizzo



Destinatari: Fornitori di medicinali formati per la gestione delle vie aeree.

Il Troop Elevation Pillow (TEP) + l'Aggiunta (TEPA) + il poggia-testa (H.C.) sono concepiti per **collocare i pazienti patologicamente molto obesi nella posizione H.E.L.P.** (posizione per laringoscopia a testa sollevata). In linea generale, l'insieme TEP + TEPA + H.C. è indicato per i pazienti che pesano tra i 200 e i 225 kg o più o per i pazienti il cui **IMC è superiore a 50**. La distribuzione dell'altezza e del peso del paziente rappresentano osservazioni importanti quando si considera l'indicazione clinica per utilizzare la TEPA. Ad esempio, un paziente patologicamente molto obeso il cui peso è principalmente concentrato nel ventre e nella parte superiore del petto (rispetto alla zona della vita e delle anche) è più probabile che tragga maggiore beneficio.

La **Troop Elevation Pillow Addition (TEPA)** è disponibile come prodotto in versione monouso o riutilizzabile ricoperto da PVC studiato per essere posizionato in cima al Troop Elevation Pillow anch'esso ricoperto in PVC. **Si consiglia una copertura chirurgica a barriera monouso (venduta separatamente) per ricoprire e proteggere la TEPA in PVC e il Troop Elevation Pillow sempre in PVC.**

Manutenzione

Istruzioni per la pulizia:

Virex, Fantastik o Formula 409 sono i detergenti raccomandati per la linea di prodotti Troop Elevation Pillow. Ogni posizionatore deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

1. Rimuovere la copertura chirurgica monouso di barriera dal Cuscino di Elevazione e smaltirla come rifiuto ospedaliero chirurgico.
2. Applicare il liquido detergente sulla parte superiore, sui lati e sul lato inferiore del Cuscino di Elevazione e pulire con un panno pulito privo di lanugine. Utilizzare un panno pulito inumidito con acqua per rimuovere qualsiasi soluzione detergente. Quindi utilizzare un panno pulito finale per rimuovere eventuali residui.
3. Posizionare il cuscino in modo che possa asciugarsi completamente all'aria.
4. Ripetere la procedura di pulizia per l'Head Cradle, il Posizionatore Aggiuntivo e i Posizionatori per Braccia nel caso i cui siano stati anch'essi utilizzati. Smaltire le fasce in velcro - sono solo monouso.

Una soluzione detergente al perossido di idrogeno come Virex può decolorare il vinile o, col tempo, cambiare la "sensazione tattile" del vinile. Non è raccomandabile lavare e asciugare i prodotti Troop Elevation Pillow utilizzando macchinari né di sterilizzarli o autoclavarli. I posizionatori non dovrebbero mai essere immersi nelle soluzioni utilizzate per la pulizia in quanto ciò potrebbe compromettere seriamente l'integrità del prodotto.

Conservazione e Movimentazione:

Si raccomanda di seguire le seguenti condizioni di conservazione per mantenere l'integrità dei Prodotti Troop Pillow in modo da evitare l'indurimento, l'ammorbidimento, la rottura o altri fenomeni di degradazione della superficie:

Calore: la temperatura di conservazione dovrebbe essere preferibilmente tra 4°C e 25°C. Evitare il contatto diretto con fonti di calore.

Umidità: l'umidità relativa di magazzino deve essere tra 30% e 70%. Condizioni molto umide o molto secche devono essere evitate.

Luce: è meglio evitare l'esposizione alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. I nostri prodotti sono progettati per l'uso in ambienti interni a condizioni normali.

Non entrare in contatto con spigoli vivi o superfici che potrebbero perforare, strappare, tagliare o schiacciare il posizionatore. Maneggiare con attenzione i posizionatori per evitare danni.

Procedure di smaltimento:

La linea di prodotti Troop Elevation Pillow non contiene alcuna sostanza medicinale. I posizionatori in vinile dovrebbero essere smaltiti come rifiuti sanitari generici. Le coperture chirurgiche di barriera devono essere smaltite come rifiuti ospedalieri e possono essere trattate termicamente o incenerite.

Materiale

Materiali utilizzati: vinile per la superficie esterna e substrato in poliestere e schiuma di poliuretano.

Conformità alle norme antincendio:

Tutti i materiali sono conformi alle norme antincendio dello State of California Department of Consumer Affairs Technical Bulletin #117-2013 e TB129. Questo include tutte le coperture e la parte interna in schiuma. Tutti i materiali sono conformi ai requisiti di infiammabilità secondo il Boston Fire Code.

Il rivestimento in vinile ha una protezione antimicrobica ed è resistente alla muffa. Tutti i materiali sono antistatici, privi di lattice e ftalati.

Garanzia:

I prodotti sono garantiti contro i difetti dei materiali e della manodopera al momento dell'acquisto e sono utilizzabili per un periodo di due anni salvo uso improprio, negligenza, abuso o mancata osservanza delle Linee guida di utilizzo e manutenzione fornite nel presente documento. Una copertura chirurgica monouso di barriera deve essere usata per coprire il Troop Elevation Pillow e il Posizionatore Aggiuntivo durante ogni utilizzo affinché la garanzia sia valida.

CR Enterprises, LLC si riserva il diritto di determinare se un posizionatore è riparabile e se è stato utilizzato o meno in modo improprio, con negligenza o in maniera incorretta. Il cliente accetta l'intero costo delle spese di spedizione per la restituzione. La prova di acquisto è necessaria per tutte le richieste di garanzia. Tutte le domande specifiche sulla garanzia e gravi incidenti devono essere indirizzate a Bone Foam Inc. a Corcoran, Minnesota: 763-559-1830 e l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Precauzioni, avvertenze e raccomandazioni: Per prevenire lesioni, tutte le parti del cuscino Troop Elevation Pillow (TEP) devono essere sistemate in modo sicuro sul letto d'ospedale in uso. L'utente è istruito a stendere la copertura a barriera preformata o la copertura chirurgica impermeabile sopra il TEP. Non avvolgere mai il TEP in plastica durante l'utilizzo da parte del paziente. Interrompere l'uso se vi sono segni di degrado del materiale.



Bone Foam, Inc.
20175 County Road 50, Corcoran, MN
55340 USA
Phone: 763-559-1830 Fax: 763-559-1822
www.troopelevationpillow.com
www.bonefoam.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover
Fax: +49-511-3908 9539
Telefono: +49-511-3908 9530

Sito web per l'insegnamento:
www.troopelevationpillow.com

Realizzato negli Stati Uniti



"Non fabbricato con lattice di gomma naturale"

Simboli utilizzati sulle etichette:

Simbolo	Simbolo rif. No.	Titolo del simbolo	Descrizione del simbolo
	5.1.1	Produttore	Indica il produttore del dispositivo medico, secondo la definizione dell'UE MDR 2017/745.
	5.1.2	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.
	5.1.3	Data di fabbricazione	Indica la data di produzione del prodotto medico.
	5.1.5	Codice lotto	Indica il codice del lotto del produttore in modo che sia possibile determinare il lotto o la partita.
	5.1.6	Numero di catalogo	Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico possa essere identificato.
	5.2.7	Non sterile	Indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a un processo di sterilizzazione.
	5.3.2	Non esporre alla luce diretta del sole	Indica un dispositivo medico che richiede protezione da fonti di luce.
	5.3.7	Limite di temperatura	Indica i limiti di temperatura ai quali il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	5.3.8	Limitazione dell'umidità	Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	5.4.3	Consultate le istruzioni per l'uso o Consultate le istruzioni per l'uso elettroniche	Indica la necessità di consultare le istruzioni per l'uso.
	5.7.7	Dispositivo medico	Indica che l'articolo è un <i>dispositivo medico</i> .