

# Troop Elevation Pillow Addition: Bruksanvisning

## Beskrivning

Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) eller **Addition** är ett kilformat positionshjälpmedel som utformats för att användas av narkosläkare tillsammans med Troop Elevation Pillow. Addition placeras ovanpå Troop Elevation Pillow och ett huvudstöd eller standardintuberande kudde placeras ovanpå den Additions platta del / plåtå för att förbättra luftvägshandlingen i patienter med sjuklig fetma.

## Bruk



**Avsedda Användare:** Utbildad medicinsk personal för hantering av luftvägar.

Troop Elevation Pillow (TEP) + Addition (TEPA) + Head Cradle (H.C.) är utformade för att **placera patienter med super obesitas i H.E.L.P.-positionen** (med upphöjt huvud). Som en allmän riktlinje rekommenderas TEP + TEPA + H.C. för patienter som väger mellan 450 och 500 pund (200-225 kg) och uppåt eller för patienter vars **BMI är över 50**. Patientens längd och viktfordelning är viktiga observationer när man överväger de kliniska fördelarna med att använda TEPA. Till exempel är det mycket troligt att en patient med super obesitas vars vikt främst ligger i buken och det övre bröstområdet (jämfört med midjan och höftområdet) är mer benägen att dra nytta av den.

**Troop Elevation Pillow Addition (TEPA)** är tillgänglig för engångsbruk eller som en återanvändbar vinyltäckt produkt och är utformad för att placeras ovanpå den vinyltäckta Troop Elevation Pillow. **En kirurgisk barriär för engångsbruk (säljs separat) rekommenderas för att täcka över och skydda TEPA och Troop Elevation Pillow i vinyl.**

## Underhåll

### Rengöringsinstruktioner:

**Virex, Fantastik eller Formula 409** är de rekommenderade rengöringsmedlen Troop Elevation Pillow med tillbehör. Samtliga positionshjälpmedel måste rengöras efter varje användning.

1. Avlägsna den kirurgisk barriären för engångsbruk från Troop Elevation Pillow och hantera den som kliniskt avfall.
2. Applicera rikligt med rengöringsvätska ovanpå, på sidorna och under Elevation Pillow och torka med en ren luddfri trasa. Använd en ren trasa fuktad med vatten för att torka av rengöringslösningen. Använd sedan ytterligare en ren trasa för att torka av eventuella återstående rester.
3. Placera Troop Elevation Pillow så att den kan lufttorka ordentligt.
4. Upprepa rengöringsproceduren för huvudstödet, Troop Addition och armstödsdynorna om även de har använts.

En rengöringslösning med väteperoxid som Virex kan missfärga vinylen eller (över tid) förändra hur vinylen "känns". Vi rekommenderar inte att våra produkter maskintvättas, torktumlas, steriliseras med gas eller autoklaveras. Våra positionshjälpmedel ska aldrig blötläggas i rengöringslösning eftersom det allvarligt kan äventyra produktens integritet.

### Förvaring och hantering:

Följande förvaringsmiljö rekommenderas för att bibehålla Troop Pillow-produkternas integritet för att undvika att ytan luckras upp, bildar sprickor eller andra fel:

Värme: Förvaringstemperaturen ska var mellan 4 och 25 grader Celsius. Direktkontakt med värmekällor bör undvikas.

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet i förvaringslokalen ska vara mellan 30% och 70%. Mycket fuktiga eller mycket torra förhållanden bör undvikas.

Ljus: Det är bäst att undvika exponering för direkt solljus under längre perioder. Våra produkter är utformade för användning i normala inomhusmiljöer.

Undvik kontakt med vassa kanter eller ytor som kan punktera, riva, skära eller klämma på positionshjälpmedlet. Hantera positionshjälpmedlen varsamt för att undvika skador.

### Avfallshantering:

Troop Elevation Pillow-produkterna innehåller inte några medicinska ämnen. Positionshjälpmedlen i vinyl ska hanteras som allmänt medicinskt avfall. Kirurgiska barriärer ska hanteras som kliniskt avfall och kan antingen värmebehandlas eller förbrännas.

## Konstruktion

Materialet är en vinylyta med polyestersubstrat och polyuretanskum.

### Brandsäkerhet:

Allt material överensstämmer med brandsäkerhetsreglerna: State of California Department of Consumer Affairs Technical Bulletin # 117-2013 och TB129. Detta inkluderar alla överdrag samt skumfyllningen. Allt material överensstämmer med The Boston Fire Code Flammability Requirements.

Vinylöverdraget har behandlats med antimikrobiellt skydd och är mögelbeständigt. Alla material är antistatiska, latexfria och ftalatfria.

## Garanti:

Produkten garanteras vara fri från defekta material eller utförande vid inköpstillfället och kan användas i två år, med undantag för missbruk, oaksamhet eller underlåtenhet att följa anvisningarna för underhåll och användning. En kirurgiskt barriär för engångsbruk måste användas för att skydda Troop Elevation Pillow och Addition vid varje användningstillfälle för att garantin ska vara giltig.

CR Enterprises, LLC förbehåller sig rätten att avgöra om en dyna kan repareras och huruvida den har missbrukats eller använts oaksamt. Kunden betalar för returfrakt. Inköpsbevis krävs för alla garantianspråk. Alla specifika garantifrågor och allvarliga serviceincidenter ska riktas till Bone Foam, Inc. i Corcoran, Minnesota: +1 763-559-1830, och den auktoriserade myndigheten i det land där användaren bor.

**Varningar och försiktighetsåtgärder:** För att förhindra skada ska alla delar av Troop Elevation Pillow (TEP) placeras säkert på sjukhussängen. Användaren instrueras att placera den förformade barriären eller det ogenomträngliga kirurgiska överdraget över TEP. Linda aldrig in TEP i plast vid användning på patient. Avbryt användningen vid tecken på bristande material.



Bone Foam, Inc.  
20175 County Road 50, Corcoran, MN  
55340 USA  
Phone: 763-559-1830 Fax: 763-559-1822  
[www.troopelevationpillow.com](http://www.troopelevationpillow.com)  
[www.bonefoam.com](http://www.bonefoam.com)



mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
D-30855 Hannover-Langenhagen  
Fax: +49-511-3908 9539  
Telefon: +49-511-3908 9530

Lärarwebbplats: [www.troopelevationpillow.com](http://www.troopelevationpillow.com)

**Tillverkade i USA**



" Inte tillverkad med naturgummilatex "

Symboler som används på etiketter:

Symbol	Symbolref-nr.	Symbolens titel	Symbolbeskrivning
	5.1.1	Tillverkare	Anger tillverkaren av medicintekniska produkter enligt definitionen i EU MDR 2017/745.
	5.1.2	Godkänd representant i Europeiska gemenskapen	Anger det behöriga ombudet i Europeiska gemenskapen.
	5.1.3	Tillverkningsdatum	Anger det datum då den medicintekniska produkten tillverkades.
	5.1.5	Satskod	Anger tillverkarens satskod så att partiet eller partiet kan identifieras.
	5.1.6	Katalognummer	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.
	5.2.7	Icke-steril	Anger en medicinteknisk produkt som inte har steriliserats.
	5.3.2	Håll borta från solljus	Indikerar en medicinsk anordning som behöver skyddas från ljuskällor.
	5.3.7	Temperaturgräns	Anger de temperaturgränser mellan vilka den medicinska anordningen kan utsättas för temperaturen utan fara.
	5.3.8	Fuktighetsbegränsning	Anger fuktighetsområdet inom vilken den medicinska anordningen säkert kan utsättas för fuktigheten utan fara.
	5.4.3	Se bruksanvisningen eller Se elektronisk bruksanvisning	Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen.
	5.7.7	Medicinsk anordning	Anger att objektet är en <i>medicinteknisk produkt</i> .