

Almohada de elevación de Troop: Instrucciones de Uso y Cuidado

Descripción:

Troop Elevation Pillow es un posicionador de espuma diseñado específicamente para mejorar el manejo y la seguridad de las vías respiratorias cuando se atiende a pacientes obesos y con obesidad mórbida. Este sistema ayuda a alcanzar rápidamente la posición de laringoscopia elevada (H.E.L.P) que permite que los ejes de las vías respiratorias empiecen a alinearse para que el paciente obeso pueda respirar más fácilmente en el momento de la preoxigenación o de forma espontánea, mientras se encuentra en una técnica regional / local o de bloqueo.

Utilizar:

Usuarios previstos: proveedores médicos capacitados en el manejo de las vías respiratorias.

1) Coloque la Almohada de Elevación de Troop (TEP) a la cabeza de la O.R. coloque y cubra el TEP con una cubierta **impermeable quirúrgica o de barrera**; (Esta cubierta proporciona una mayor comodidad al paciente y ayuda a mantener el EP limpio. La cubierta es **una función de control de infecciones**). Coloque una almohada de intubación estándar o una dona de espuma en la meseta superior / sección superior de la TEP. La cuna de la cabeza debe cubrirse con una toalla quirúrgica o una gorra quirúrgica bouffant. Coloque una hoja "en cruz" debajo de la Almohada de Elevación. Si después de la intubación, el paciente debe ser movido hacia abajo por la O.R. mesa (en posición de litotomía, por ejemplo), levantando con la sábana, la Almohada de Elevación de Troop y el paciente se pueden mover como una unidad y el paciente permanece en la misma posición de laringoscopia elevada (H.E.L.P.)

2) Poner la O.R. mesa en ~ 5-10 grados posición "atrás"

(El paciente puede luego pasar de la camilla a la mesa de O.R. en un "plano de nivel").

3) Los hombros del paciente deben descansar sobre la curva superior de la Almohada de Elevación de Troop. La cabeza del paciente debe descansar sobre la almohada de intubación estándar en el borde superior de la Almohada de Elevación de Troop.

4) Después de que el paciente está en la O.R. de la mesa y apoyado en la Almohada de elevación de Troop y la almohada de intubación estándar, ajuste la O.R. tabla ~ 5-10 grados 'copia de seguridad' según sea necesario.

5) "Acumule" las tablas del brazo con espuma y / o mantas dobladas o coloque las almohadillas de la tabla del brazo elevadas (cubiertas de vinilo) (se venden por separado).

6) Coloque una almohada hospitalaria "regular" debajo de las rodillas del paciente.

PRECAUCIÓN: Si se planea una posición inclinada de cabeza hacia abajo para la cirugía; se recomienda retirar la almohada de elevación después de la intubación.



**El Posicionador Troop Elevation Pillow / Instrucciones para montar
(Diseñado par uso con una almohada Standard de intubación)**


(Coloque una sabana abajo del posicionador Elevación Pillos (EP); si se necesita Para facilitar mover al paciente como una 'unidad' con el EP)



(Ponga la mesa de Sala de operaciones (O.R.) en una posición echa atrás ... para facilitar transferencia del paciente; después de transferir al paciente incline la espalda para Lograr la posición.

In English: H.E.L.P. = (Head Elevated Laryngoscopy Position)

(Coloque una almohadilla regular bajo las rodillas del paciente) Utilice una cobertura como barrera para la Espuma o el Vinilo del Elevation Pillow



Paciente Mórbido Obeso: completamente de espaldas planas a la posición

De cabeza elevada posicionada propiamente para laringoscopia (H.E.L.P.) In English: Head Elevated Laryngoscopy Position

Pagina web docente www.troopelevationpillow.com

Cuidado

Instrucciones de limpieza:

Virex, Fantastik o Formula 409 son los agentes de limpieza recomendados para la línea de productos Troop Elevation Pillow. Cada posicionador debe limpiarse después de cada uso del paciente.

- 1. Retire la cubierta de barrera quirúrgica desechable de la Almohada de Elevación de Troop y deséchela como un desecho médico clínico.**
- 2. Aplique abundantemente el líquido de limpieza en la parte superior, en los lados y en la parte inferior de la Almohada de Elevación y limpie con un paño limpio y sin pelusas. Use un paño limpio humedecido con agua para eliminar cualquier solución de limpieza. Luego use un paño limpio final para eliminar cualquier residuo restante.**
- 3. Coloque la Almohada de Elevación de la Troop para que se pueda secar al aire.**
- 4. Repita el procedimiento de limpieza para las almohadillas de la base, la adición de Troop y la tabla de brazos, si se utilizan también.**

Una solución de limpieza de peróxido de hidrógeno como Virex puede decolorar el vinilo o (a lo largo del tiempo) cambiar la "sensación" del vinilo. No recomendamos que nuestra línea de productos sea lavada a máquina, secada a máquina, esterilizada con gas o esterilizada en autoclave. Nuestros posicionadores nunca deben sumergirse en una solución de limpieza, ya que podría comprometer seriamente la integridad del producto.

Almacenamiento y manipulación:

Se recomiendan las siguientes condiciones de almacenamiento para mantener la integridad de los Productos de Almohada de Troop, de modo que se pueda evitar el endurecimiento, ablandamiento, agrietamiento u otra degradación de la superficie:

Calor: la temperatura de almacenamiento debe estar preferiblemente entre 4 y 25 grados C. Debe evitarse el contacto directo con fuentes de calor.

Humedad: La humedad relativa en el almacén debe estar entre 30% y 70%. Deben evitarse condiciones muy húmedas o muy secas.

Luz: es mejor evitar la exposición a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo. Nuestros productos están diseñados para su uso en ambientes interiores normales.

No haga contacto con bordes afilados o cualquier superficie que pueda perforar, rasgar, cortar o pellizcar el posicionador. Maneje los posicionadores con cuidado para evitar daños.

Procedimientos de eliminación:

La línea de productos Troop Elevation Pillow no consiste en ninguna sustancia medicinal. Los posicionadores de vinilo deben desecharse como residuos médicos generales. Las cubiertas de la barrera quirúrgica deben eliminarse como desechos clínicos y pueden tratarse con calor o incinerarse.

Construcción

Los materiales utilizados son una superficie de vinilo con sustrato de poliéster y espuma de poliuretano.

Cumplimiento del Código de Incendios:

Todos los materiales cumplen con las regulaciones del código de incendios: el Boletín Técnico del Departamento de Asuntos del Consumidor del Estado de California # 117-2013 y TB129. Esto incluye todas las cubiertas y rellenos de espuma. Todos los materiales cumplen con los requisitos de inflamabilidad del Código de Incendios de Boston.

La cubierta de vinilo tiene protección antimicrobiana y es resistente al moho. Todos los materiales son antiestáticos, sin látex y sin ftalatos.

Garantía:

Garantizado para estar libre de materiales defectuosos y mano de obra en el momento de la compra y se puede reparar por un período de dos años, excepto el uso indebido, negligencia, abuso o incumplimiento de las pautas de cuidado y uso que se proporcionan en este documento. Se debe usar una cubierta de barrera quirúrgica desechable para cubrir la Almohada de Elevación de Troop y la Adición para su protección con cada uso para que la garantía sea válida.

Revisado: Marzo de 2021

Bone Foam, Inc. se reserva el derecho de determinar si una almohadilla es reparable y si ha sufrido mal uso, negligencia o abuso. El cliente acepta el costo total de los gastos de envío de devolución. Se requiere comprobante de compra para todas las consultas de garantía. Todas las preguntas específicas sobre la garantía y los incidentes graves deben dirigirse a Bone Foam, Inc en Corcoran, Minnesota: 763-559-1830 y a la autoridad competente del estado miembro en el que está establecido el usuario.

Advertencias y precauciones: Para evitar lesiones, todas las piezas de la Troop Elevation Pillow (TEP) deben colocarse en la cama del hospital en uso de forma segura. Se indica al usuario que coloque la cubierta de barrera preformada o la cubierta quirúrgica impermeable sobre la TEP. Nunca envuelva la TEP en plástico durante el uso del paciente. Suspenda su uso si hay signos de degradación del material.



Bone Foam, Inc.
20175 County Road 50, Corcoran, MN
55340 USA
Phone: 763-559-1830 Fax: 763-559-1822
www.troopelevationpillow.com
www.bonefoam.com



mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71

D-30855 Hannover Fax: +49-511-3908 9539

Teléfono: +49-511-3908 9530

Página web de enseñanza:
www.troopelevationpillow.com

Creado en los Estados Unidos



" No está fabricado con látex de caucho natural"

Revisado: Marzo de 2021

4

Símbolos usados en las etiquetas:

Símbolo	Símbolo No. de referencia	Título del símbolo	Símbolo Descripción
	5.1.1	Fabricante	Indica el fabricante del dispositivo médico, como se define en el EU MDR 2017/745.
	5.1.2	Representante autorizado de la Comunidad Europea	Indica el representante autorizado de la Comunidad Europea.
	5.1.3	Data de fabricación	Indica la fecha de fabricación del dispositivo médico.
	5.1.5	Código de lote	Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote o la partida.
	5.1.6	Número de catálogo	Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el producto médico.
	5.2.7	No estéril	Indica un producto sanitario que no ha sido sometido a un proceso de esterilización.
	5.3.2	Mantener alejado de la luz solar	Indica un dispositivo médico que necesita protección contra fuentes de luz.
	5.3.7	Límite de temperatura	Indica los límites de temperatura a los que el dispositivo médico puede exponerse de forma segura.
	5.3.8	Limitación de humedad	Indica el rango de humedad al que puede exponerse el dispositivo médico de forma segura.
	5.4.3	Consulte las instrucciones de utilización o Consulte las instrucciones de utilización electrónicas	Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
	5.7.7	Dispositivo médico	Indica que el artículo es un <i>dispositivo médico</i>.